

ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА GEZATONE

Модель 105S



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Электрическая паровая сауна идеально подходит для проведения глубокой очистки кожи лица в домашних условиях. Позволяет полностью удалить следы косметики. Под воздействием мягкого пара, производимого сауной, происходит открытие и очищение поры кожи. Кожа становится более свежей и выглядит более молодой и здоровой. Идеально подготавливает кожу к загару, увлажняя ее во время процедуры. Входящая в комплект сауны прозрачная маска для лица снабжена регулятором подачи пара и отделана резиновой лентой для Вашего комфорта. В комплект также входят дополнительная насадка-ингалятор и мерный стаканчик.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации любых электроаппаратов необходимо строго соблюдать правила безопасности:

- Отключите аппарат от сети сразу после окончания эксплуатации и перед проведением очистки или установкой/снятием аксессуаров.
- Не тяните за шнур электропитания или за корпус аппарата для его отключения от сети.
- Если аппарат упал в воду, не предпринимайте попыток его извлечь, вместо этого немедленно отключите шнур электропитания аппарата от сети.
- Не используйте аппарат во время приема ванны или душа.
- Не погружайте аппарат в воду или иные жидкости, равно как не допускайте попадания воды или иных жидкостей внутрь корпуса аппарата.
- Не оставляйте аппарат без присмотра во включенном состоянии. Храните аппарат в недоступном для детей месте. Использование аппарата детьми допускается только под контролем со стороны взрослых.
- Аппарат следует использовать исключительно по прямому назначению в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного или непредусмотренного инструкцией использования изделия.
- Перед использованием аппарата убедитесь, что корпус и шнур питания не имеют повреждений. В случае сомнений не используйте аппарат и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте питание аппарата без воды в емкости испарителя. Запрещается продолжать работу аппарата после испарения всей воды. Следует немедленно выключить аппарат.
- В случае неправильной работы аппарата не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно и немедленно прекратите его использование. Для проверки и возможного ремонта аппарата обратитесь в сервисный центр.
- Держите аппарат вдали от нагревательных приборов и источников тепла. Не храните аппарат под прямыми лучами солнца.

● Производите подключение и отключение от электросети сухими руками.

● Аппарат не предназначен для профессионального и медицинского применения, а также применения в публичных местах.

● После непрерывной эксплуатации аппарата в течение 20 минут, его следует выключить на время не менее 20 минут, чтобы дать остыть.

● Во время процедуры отрегулируйте интенсивность подачи пара в маску в соответствии с чувствительностью Вашей кожи.

ВАЖНО! Если процедура вызывает чувство дискомфорта или болевые ощущения, немедленно выключите паровую сауну и проконсультируйтесь с врачом.

Внимание! Перед использованием сауны проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- При лихорадке,
- При гнойничковых заболеваниях на коже лица,
- При наличии раздражений на коже лица,
- При сильных болях,
- Во время приема лекарственных и обезболивающих средств,
- При наличии ран или заболеваний в области лица.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАРОВОЙ САУНОЙ

1. Тщательно умойтесь и снимите декоративную косметику.
 2. Установите паровую сауну на твердую ровную и устойчивую поверхность.
 3. Налейте теплой воды в емкость испарителя при помощи мерного стаканчика.
- Внимание!** Не допускайте попадания воды внутрь корпуса аппарата. При попадании воды внутрь немедленно отключите питание, слейте воду из емкости испарителя и тщательно просушите аппарат. При необходимости обратитесь в сервисный центр.
4. Выберите необходимую насадку (большую прозрачную маску для лица или насадку-ингалятор) и установите ее на паровую сауну. Большая прозрачная маска для лица снабжена регулятором подачи пара. Отрегулируйте подачу пара, как показано на рисунке.
 5. Приступите к проведению процедуры.

Замечание: При распаривании кожи лица глаза следует держать закрытыми.

6. После завершения процедуры выключите питание и отключите аппарат от сети. Подождите 10-15 минут, пока сауна остынет. Снимите насадку с паровой сауны. Вылейте остатки воды из емкости испарителя.

Внимание! Категорически запрещается включать питание аппарата без воды или держать аппарат включенным до полного испарения воды.

ИНГАЛЯТОР

В комплект паровой сауны дополнительно входит специальная насадка-ингалятор для вдыхания через нос. В холодную погоду слизистая оболочка носа становится особенно сухой. Использование паровой сауны помогает сохранить нормальную влажность слизистой оболочки и улучшить ее работу. Если вы не замечаете никаких улучшений в состоянии слизистой, проконсультируйтесь с врачом. Добавление в воду различных средств может дать допол-



нительный эффект. Строго следуйте предписаниям врача или фармацевта по использованию данных средств.

Внимание! Запрещается добавлять чистые эфирные масла или составы на их основе в емкость испарителя, в полости маски для лица и насадку-ингалятора.

УХОД ЗА ПАРОВОЙ САУНОЙ

- **Перед обслуживанием убедитесь, что емкость испарителя аппарата полностью остыла.**
- Аккуратно очищайте емкость испарителя, большую прозрачную маску для лица и насадку-ингалятор при помощи мягкой влажной ткани после каждого использования. Допускается промывать пластиковые насадки под струей теплой воды. Необходимо хорошо просушить все части перед хранением.
- Корпус паровой сауны рекомендуется протирать мягкой сухой тканью.
- Не используйте химические или абразивные чистящие средства, растворители, средства для снятия накипи.
- Не погружайте корпус паровой сауны в воду или иные жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания: | АС 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | не более 70 Вт |
| Режим работы: | непродолжительный |
| Диапазон рабочих температур: | +15...35°C |
| Допустимая влажность: | не более 85% |
| Размеры упаковки: | 190x240x210 мм |
| Вес в упаковке: | 1.05 кг |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-----------------------------|-------|
| Паровая сауна Gezatone 105S | 1 шт. |
| Большая маска для лица | 1 шт. |
| Насадка-ингалятор | 1 шт. |
| Мерный стаканчик | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

ГАРАНТИЯ

Изделие подлежит гарантийному обслуживанию в течение 12 месяцев с момента продажи, который подтверждается **штампом продавца и подписью на гарантийном талоне. Гарантийное обслуживание производится только при наличии гарантийного талона со штампом и подписью продавца.**

Гарантия распространяется только на дефекты материалов и дефекты, допущенные производителем. Гарантия не распространяется на случай повреждения изделия по вине покупателя, неправильном применении или небрежности в обращении. Используйте только аксессуары, входящие в комплект изделия. Использование других аксессуаров приводит к аннулированию гарантийных обязательств. В случае неисправности изделия свяжитесь с сервисным центром. Не высылайте изделие непосредственно производителю.

Ни в коем случае не вскрывайте корпус изделия. В случае нарушения целостности изделия, гарантийные обязательства аннулируются.

Коммерческое применение изделия и использование в публичных местах запрещено.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, животным или собственности прямо или косвенно в результате несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации, в особенности правил по установке, использованию и уходу за изделием.

www.gezitone.ru